

# neodisher Septo Fin

Version: 3 / CH

Ersetzt Version: 2 / CH

Überarbeitet am:  
22.12.2017

Druckdatum: 22.12.17

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

neodisher Septo Fin

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

Desinfektionsmittel

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Adresse:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
D-20539 Hamburg  
Telefon-Nr. +49 40 789 60 0  
Fax-Nr. +49 40 789 60 120  
www.drweigert.com

#### E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB:

sida@drweigert.de

#### Hersteller:

Dr. Weigert (Schweiz) AG  
Baarerstraße 14  
CH-6300 Zug  
Telefon-Nr. +41 41 561 32 90  
Fax-Nr. +41 41 561 33 00  
www.drweigert.ch

### 1.4. Notrufnummer

GBK/ Infotrac: (USA domestic) +1 800 535 5053 or international +1 352 323 3500  
Tox Info Suisse Telefon/téléphone: 145; www.toxi.ch

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 4      | H302 |
| Acute Tox. 4      | H332 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| Resp. Sens. 1     | H334 |
| Skin Corr. 1B     | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| STOT SE 3         | H335 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

Expositionsweg: oral  
Expositionsweg: inhalativ

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenpiktogramme

# neodisher Septo Fin

Version: 3 / CH

Ersetzt Version: 2 / CH

Überarbeitet am:  
22.12.2017

Druckdatum: 22.12.17



## Signalwort

Gefahr

## Gefahrenhinweise

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H302+H332 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.                                |
| H314      | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                   |
| H317      | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                        |
| H334      | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| H412      | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                          |
| EUH071    | Wirkt ätzend auf die Atemwege.                                                      |

## Sicherheitshinweise

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.                                                                                                      |
| P273           | Freisetzung in die Umwelt vermeiden.                                                                                                                     |
| P280           | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.                                                                                       |
| P303+P361+P353 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.                     |
| P304+P340      | BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.                                                                 |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P310           | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.                                                                                                        |
|                | Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.                                          |

## Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)

enthält                      Glutaral

## 2.3. Sonstige Gefahren

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

##### Alkylethercarbonsäure

|                                            |               |      |   |  |
|--------------------------------------------|---------------|------|---|--|
| CAS-Nr.                                    | 53563-70-5    |      |   |  |
| Konzentration                              | >= 1          | < 10 | % |  |
| Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) | Eye Dam. 1    | H318 |   |  |
|                                            | Skin Irrit. 2 | H315 |   |  |

##### Glutaral

|                                            |                  |      |   |  |
|--------------------------------------------|------------------|------|---|--|
| CAS-Nr.                                    | 111-30-8         |      |   |  |
| EINECS-Nr.                                 | 203-856-5        |      |   |  |
| Registrierungsnr.                          | 01-2119455549-26 |      |   |  |
| Konzentration                              | >= 10            | < 25 | % |  |
| Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) | Skin Sens. 1A    | H317 |   |  |
|                                            | Aquatic Acute 1  | H400 |   |  |



# neodisher Septo Fin

Version: 3 / CH

Ersetzt Version: 2 / CH

Überarbeitet am:  
22.12.2017

Druckdatum: 22.12.17

|                   |      |
|-------------------|------|
| Resp. Sens. 1     | H334 |
| Skin Corr. 1B     | H314 |
| Acute Tox. 3      | H301 |
| Acute Tox. 2      | H330 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |
| STOT SE 3         | H335 |

Expositionsweg: oral  
Expositionsweg: inhalativ

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

STOT SE 3 H335  $\geq 0,5 < 5$ 

## Fettalkoholethoxylat

CAS-Nr. 68439-50-9

Konzentration  $< 1$  %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 4      | H302 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|              |      |                  |
|--------------|------|------------------|
| Eye Dam. 1   | H318 | $> 10 \%$        |
| Eye Irrit. 2 | H319 | $> 1 \leq 10 \%$ |

## 1,2,3-Benzotriazol

CAS-Nr. 95-14-7

EINECS-Nr. 202-394-1

Konzentration  $< 1$  %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|                   |      |                      |
|-------------------|------|----------------------|
| Acute Tox. 4      | H302 | Expositionsweg: oral |
| Eye Irrit. 2      | H319 |                      |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |                      |

## Sonstige Angaben

Genauer Wortlaut der H-Sätze siehe Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Selbstschutz des Ersthelfers. Gründliche Körperreinigung vornehmen (Dusch- oder Vollbad). In allen Fällen dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

#### Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen. Betroffene Person aus der Gefahrenzone bringen. Sofort ärztlichen Rat einholen.

#### Nach Hautkontakt

Sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Sofort ärztlichen Rat einholen.

#### Nach Augenkontakt

Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Ärztlicher Behandlung zuführen.

#### Nach Verschlucken

Sofort Arzt hinzuziehen und Sicherheitsdatenblatt vorlegen. Mund gründlich mit Wasser spülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. Kein Erbrechen einleiten.

#### Selbstschutz des Ersthelfers

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher keine Symptome bekannt.

# neodisher Septo Fin

Version: 3 / CH

Ersetzt Version: 2 / CH

Überarbeitet am:  
22.12.2017

Druckdatum: 22.12.17

## 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

### Hinweise für den Arzt / Gefahren

Beim Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur chemischen Pneumonie oder Erstickung führen kann.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Löschpulver, Schaum, Wassersprühstrahl

#### Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

#### Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen. Vollschutzanzug tragen.

#### Sonstige Angaben

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich mit Wasser und Tensiden reinigen. Die mit dem aufgenommenen Stoff gefüllten Behälter sind ausreichend zu kennzeichnen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Hinweise zum sicheren Umgang

Aerosolbildung vermeiden. Abfüllvorgänge nur an Stationen mit vorhandener Absaugung durchführen. Für geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen. Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. Behälter dicht geschlossen halten.



# neodisher Septo Fin

Version: 3 / CH

Ersetzt Version: 2 / CH

Überarbeitet am:  
22.12.2017

Druckdatum: 22.12.17

## 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

### Empfohlene Lagertemperatur

Wert &gt; 0 &lt; 30 °C

### Anforderung an Lagerräume und Behälter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Lagerräume gut belüften. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern. Lösungsmittelbeständigen und dichten Fussboden vorsehen.

### Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.

### Lagerklasse nach TRGS 510

Lagerklasse nach TRGS 510 8B Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe

### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Unter Verschluss oder nur für Sachkundige oder deren Beauftragten zugänglich aufbewahren.

## 7.3. Spezifische Endanwendungen

keine Daten

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Expositionsgrenzwerte

##### Glutaral

|                                        |      |                   |      |        |
|----------------------------------------|------|-------------------|------|--------|
| Liste                                  | SUVA |                   |      |        |
| Typ                                    | MAK  |                   |      |        |
| Wert                                   | 0,21 | mg/m <sup>3</sup> | 0,05 | ppm(V) |
| Kurzzeitgrenzwert                      | 0,42 | mg/m <sup>3</sup> | 0,1  | ppm(V) |
| Schwangerschaftsgruppe: S; Stand: 2016 |      |                   |      |        |

#### Sonstige Angaben

Weitere zu überwachende Parameter sind nicht bekannt.

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Notdusche bereithalten. Augenspülvorrichtung bereithalten. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Nach der Arbeit für gründliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

#### Atemschutz

Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

#### Handschutz

|                                           |                         |      |     |  |
|-------------------------------------------|-------------------------|------|-----|--|
| Chemikalienbeständige Handschuhe (EN 374) |                         |      |     |  |
| Verwendung                                | Permanenter Handkontakt |      |     |  |
| Geeignetes Material                       | Neopren                 |      |     |  |
| Materialstärke                            | >=                      | 0,65 | mm  |  |
| Durchdringungszeit                        | >                       | 480  |     |  |
| Geeignetes Material                       | Nitril                  |      |     |  |
| Materialstärke                            | >=                      | 0,4  | mm  |  |
| Durchdringungszeit                        | >                       | 480  | min |  |
| Geeignetes Material                       | Butyl                   |      |     |  |
| Materialstärke                            | >=                      | 0,7  | mm  |  |



# neodisher Septo Fin

Version: 3 / CH

Ersetzt Version: 2 / CH

Überarbeitet am:  
22.12.2017

Druckdatum: 22.12.17

|                     |                          |      |     |
|---------------------|--------------------------|------|-----|
| Durchdringungszeit  | >                        | 480  | min |
| Verwendung          | Kurzzeitiger Handkontakt |      |     |
| Geeignetes Material | Nitril                   |      |     |
| Materialstärke      | >=                       | 0,11 | mm  |

## Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166)

## Körperschutz

Chemieübliche Arbeitskleidung. Sicherheitsschuhe

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Form</b>   | flüssig          |
| <b>Farbe</b>  | hellgelb         |
| <b>Geruch</b> | charakteristisch |

## Geruchsschwelle

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bemerkung | nicht bestimmt |
|-----------|----------------|

## pH-Wert

|            |     |     |    |
|------------|-----|-----|----|
| Wert       | ca. | 4,1 |    |
| Temperatur |     | 20  | °C |

## Schmelzpunkt

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bemerkung | nicht bestimmt |
|-----------|----------------|

## Gefrierpunkt

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bemerkung | nicht bestimmt |
|-----------|----------------|

## Siedebeginn und Siedebereich

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bemerkung | nicht bestimmt |
|-----------|----------------|

## Flammpunkt

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Bemerkung | Nicht anwendbar |
|-----------|-----------------|

## Verdunstungszahl

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bemerkung | nicht bestimmt |
|-----------|----------------|

## Entzündbarkeit (fest, gasförmig)

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bewertung | nicht bestimmt |
|-----------|----------------|

## obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bemerkung | nicht bestimmt |
|-----------|----------------|

## Dampfdruck

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bemerkung | nicht bestimmt |
|-----------|----------------|

## Dampfdichte

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bemerkung | nicht bestimmt |
|-----------|----------------|

## Dichte

|            |      |    |                   |
|------------|------|----|-------------------|
| Wert       | 1,05 |    | g/cm <sup>3</sup> |
| Temperatur | 20   | °C |                   |

## Wasserlöslichkeit

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Bemerkung | beliebig mischbar |
|-----------|-------------------|

## Löslichkeit(en)

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bemerkung | nicht bestimmt |
|-----------|----------------|

## Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bemerkung | nicht bestimmt |
|-----------|----------------|



# neodisher Septo Fin

Version: 3 / CH

Ersetzt Version: 2 / CH

Überarbeitet am:  
22.12.2017

Druckdatum: 22.12.17

## Zündtemperatur

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bemerkung | nicht bestimmt |
|-----------|----------------|

## Zersetzungstemperatur

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bemerkung | nicht bestimmt |
|-----------|----------------|

## Viskosität

### dynamisch

|            |   |    |    |       |
|------------|---|----|----|-------|
| Wert       | < | 50 |    | mPa.s |
| Temperatur |   | 20 | °C |       |

## Explosive Eigenschaften

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bewertung | nicht bestimmt |
|-----------|----------------|

## Oxidierende Eigenschaften

|           |               |
|-----------|---------------|
| Bewertung | Keine bekannt |
|-----------|---------------|

## 9.2. Sonstige Angaben

### Sonstige Angaben

|               |
|---------------|
| Keine bekannt |
|---------------|

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung. |
|-------------------------------------------------------------------------------|

### 10.2. Chemische Stabilität

|                                        |
|----------------------------------------|
| Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. |
|----------------------------------------|

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

|                                        |
|----------------------------------------|
| Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. |
|----------------------------------------|

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

|                                        |
|----------------------------------------|
| Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. |
|----------------------------------------|

### Zersetzungstemperatur

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bemerkung | nicht bestimmt |
|-----------|----------------|

### 10.5. Unverträgliche Materialien

|                |
|----------------|
| Keine bekannt. |
|----------------|

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Giftige Gase/Dämpfe, reizende Gase/Dämpfe |
|-------------------------------------------|

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Akute orale Toxizität

|         |                                  |     |      |  |       |
|---------|----------------------------------|-----|------|--|-------|
| Spezies | Ratte                            |     |      |  |       |
| ATE     | 300                              | bis | 2000 |  | mg/kg |
| Methode | Wert berechnet (VO(EG)1272/2008) |     |      |  |       |

#### Akute orale Toxizität (Inhaltsstoffe)

##### Glutaral

|         |          |  |  |  |       |
|---------|----------|--|--|--|-------|
| Spezies | Ratte    |  |  |  |       |
|         | 77       |  |  |  | mg/kg |
| Methode | OECD 401 |  |  |  |       |

##### Alkylethercarbonsäure

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Bezugsstoff | Alkylethercarbonsäure |
|-------------|-----------------------|



# neodisher Septo Fin

Version: 3 / CH

Ersetzt Version: 2 / CH

Überarbeitet am:  
22.12.2017

Druckdatum: 22.12.17

Spezies  
LD50Ratte  
> 2000

mg/kg

## Akute dermale Toxizität

Bemerkung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Akute dermale Toxizität (Inhaltsstoffe)

### Glutaral

Spezies

Kaninchen  
> 2000

mg/kg

## Akute inhalative Toxizität

Spezies

Ratte

ATE

1

bis

5

mg/l

Verabreichung/Form

Staub/Nebel

Methode

Wert berechnet (VO(EG)1272/2008)

## Akute inhalative Toxizität (Inhaltsstoffe)

### Glutaral

Spezies

Ratte

LC50

0,28

bis

0,48

mg/l

Expositionsdauer

4

h

Verabreichung/Form

Staub/Nebel

Methode

OECD 403

## Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Bewertung

ätzend

## Schwere Augenschädigung/-reizung

Bewertung

reizend - Gefahr ernster Augenschäden

## Sensibilisierung

Aufnahmeweg

dermal

Bewertung

sensibilisierend

Aufnahmeweg

inhalativ

Bewertung

sensibilisierend

## Subakute, subchronische, chronische Toxizität

Bemerkung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Mutagenität

Bemerkung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Reproduktionstoxizität

Bemerkung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Cancerogenität

Bemerkung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)

Bemerkung

Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege führen.

## Aspirationsgefahr

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

## Erfahrungen aus der Praxis

Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege führen.

## Sonstige Angaben

Über die in diesem Unterabschnitt angegebenen Informationen hinaus liegen zum Produkt keine weiteren Daten vor.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

# neodisher Septo Fin

Version: 3 / CH

Ersetzt Version: 2 / CH

Überarbeitet am:  
22.12.2017

Druckdatum: 22.12.17

## 12.1. Toxizität

### Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

### Fischtoxizität (Inhaltsstoffe)

#### Glutaral

|                  |                                                |      |
|------------------|------------------------------------------------|------|
| Spezies          | Dickkopfelritze ( <i>Pimephales promelas</i> ) |      |
| LC50             | 5,4                                            | mg/l |
| Expositionsdauer | 96                                             | h    |

#### Alkylethercarbonsäure

|                  |                       |      |
|------------------|-----------------------|------|
| Bezugsstoff      | Alkylethercarbonsäure |      |
| LC50             | > 100                 | mg/l |
| Expositionsdauer | 96                    | h    |

### Daphnientoxizität (Inhaltsstoffe)

#### Glutaral

|                  |               |      |
|------------------|---------------|------|
| Spezies          | Daphnia magna |      |
| EC50             | 5             | mg/l |
| Expositionsdauer | 48            | h    |

### Algtoxizität (Inhaltsstoffe)

#### Glutaral

|                  |                           |      |
|------------------|---------------------------|------|
| Spezies          | Selenastrum capricornutum |      |
| LC50             | 0,81                      | mg/l |
| Expositionsdauer | 120                       | h    |

### Bakterientoxizität (Inhaltsstoffe)

#### Glutaral

|                  |               |      |
|------------------|---------------|------|
| Spezies          | Belebtschlamm |      |
| EC20             | ca. 15        | mg/l |
| Expositionsdauer | 30            | min  |
| Methode          | OECD 209      |      |

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

### Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

### Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

### Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser

|           |                |
|-----------|----------------|
| Bemerkung | nicht bestimmt |
|-----------|----------------|

## 12.4. Mobilität im Boden

### Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

### Bewertung von Persistenz und Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt enthält keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

## 12.6. Andere schädliche Wirkungen

### Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

# neodisher Septo Fin

Version: 3 / CH

Ersetzt Version: 2 / CH

Überarbeitet am:  
22.12.2017

Druckdatum: 22.12.17

## Allgemeine Hinweise / Ökologie

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern. Emission in die Atmosphäre vermeiden.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### Entsorgung Produkt

Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

#### Entsorgung Verpackung

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                                                   | Landtransport ADR/RID                                                               | Seeschifftransport IMDG/GGVSee                                                       | Lufttransport ICAO/IATA                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer</b>                            | 1903                                                                                | 1903                                                                                 | 1903                                                                                  |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | DESINFektionsMITTEL, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. (Glutaral)                             | DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (glutaral)                                   | DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (glutaral)                                    |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             | 8                                                                                   | 8                                                                                    | 8                                                                                     |
| Gefahrzettel                                      |  |  |  |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    | III                                                                                 | III                                                                                  | III                                                                                   |
| Begrenzte Menge                                   | 5 l                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |
| Beförderungskategorie                             | 3                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                       |                                                                                     | no                                                                                   |                                                                                       |
| Tunnelbeschränkungscode                           | E                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| IMDG-Code Trenngruppe                             |                                                                                     | 0 Nicht anwendbar                                                                    |                                                                                       |

## Angaben für alle Verkehrsträger

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Siehe Abschnitte 6 bis 8

## Weitere Informationen

### 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Wassergefährdungsklasse

# neodisher Septo Fin

Version: 3 / CH

Ersetzt Version: 2 / CH

Überarbeitet am:  
22.12.2017

Druckdatum: 22.12.17

Wassergefährdungsklasse WGK 3  
Bemerkung Einstufung nach AwSV

## VOC

VOC (CH) 0,01 %

## Weitere Informationen

Das Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### H-Sätze aus Abschnitt 3

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H301 | Giftig bei Verschlucken.                                                            |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                              |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                   |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                                           |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                        |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.                                                    |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung.                                                    |
| H330 | Lebensgefahr bei Einatmen.                                                          |
| H334 | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                                                           |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                   |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                             |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                          |

### CLP-Kategorien aus Abschnitt 3

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | Akute Toxizität, Kategorie 2                                        |
| Acute Tox. 3      | Akute Toxizität, Kategorie 3                                        |
| Acute Tox. 4      | Akute Toxizität, Kategorie 4                                        |
| Aquatic Acute 1   | Gewässergefährdend, akut, Kategorie 1                               |
| Aquatic Chronic 2 | Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 2                          |
| Aquatic Chronic 3 | Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 3                          |
| Eye Dam. 1        | Schwere Augenschädigung, Kategorie 1                                |
| Eye Irrit. 2      | Augenreizung, Kategorie 2                                           |
| Resp. Sens. 1     | Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1                          |
| Skin Corr. 1B     | Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B                               |
| Skin Irrit. 2     | Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2                               |
| Skin Sens. 1A     | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A                             |
| STOT SE 3         | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3 |

### Ergänzende Informationen

Relevante Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind gekennzeichnet mit: \*\*\*

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.