



# neodisher Septo Fin

Version: 4 / CH

Ersetzt Version: 3 / CH

Überarbeitet am:  
26.11.2021

Druckdatum: 16.05.22

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

neodisher Septo Fin

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### Identifizierte Verwendungen

PC8

Biozidprodukte (z. B. Desinfektionsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel)

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Adresse:

Dr. Weigert (Schweiz) AG  
General-Guisan-Strasse 6  
CH-6300 Zug

Telefon-Nr. +41 (0) 41 229 40 10

Fax-Nr. +41 (0) 41 229 40 13

www.drweigert.ch

#### E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB:

sida@drweigert.de

#### Hersteller:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg

Telefon-Nr. +49 40 789 60 0

Fax-Nr. +49 40 789 60 120

www.drweigert.com

### 1.4. Notrufnummer

Tox Info Suisse Telefon/téléphone: 145; www.toxi.ch

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Acute Tox. 4 H332

Skin Sens. 1 H317

Resp. Sens. 1 H334

Skin Corr. 1B H314

Eye Dam. 1 H318

STOT SE 3 H335

Aquatic Chronic 3 H412

Expositionsweg: oral

Expositionsweg: inhalativ

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008



# neodisher Septo Fin

Version: 4 / CH

Ersetzt Version: 3 / CH

Überarbeitet am:  
26.11.2021

Druckdatum: 16.05.22

## Gefahrenpiktogramme



## Signalwort

Gefahr

## Gefahrenhinweise

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H302+H332 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.                                |
| H314      | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                   |
| H317      | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                        |
| H334      | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| H412      | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                          |
| EUH071    | Wirkt ätzend auf die Atemwege.                                                      |

## Sicherheitshinweise

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.                                                                                                      |
| P273           |                                                                                                                                                          |
| P280           |                                                                                                                                                          |
| P303+P361+P353 |                                                                                                                                                          |
| P304+P340      | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].              |
| P305+P351+P338 | BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.                                                                 |
| P310           | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
|                | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.                                                                                                        |
|                | Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.                                          |

## Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)

enthält                      Glutaral

## 2.3. Sonstige Gefahren

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. Das Produkt enthält keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen \*\*\*

### 3.2. Gemische

#### Gefährliche Inhaltsstoffe \*\*\*

##### Alkylethercarbonsäure

|                                            |            |   |      |   |
|--------------------------------------------|------------|---|------|---|
| CAS-Nr.                                    | 53563-70-5 |   |      |   |
| Konzentration                              | >= 1       | < | 10   | % |
| Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) | Eye Dam. 1 |   | H318 |   |

##### Glutaral

|                                            |                  |   |      |                           |
|--------------------------------------------|------------------|---|------|---------------------------|
| CAS-Nr.                                    | 111-30-8         |   |      |                           |
| EINECS-Nr.                                 | 203-856-5        |   |      |                           |
| Registrierungsnr.                          | 01-2119455549-26 |   |      |                           |
| Konzentration                              | >= 10            | < | 25   | %                         |
| Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) | Acute Tox. 2     |   | H330 | Expositionsweg: inhalativ |



# neodisher Septo Fin

Version: 4 / CH

Ersetzt Version: 3 / CH

Überarbeitet am:  
26.11.2021

Druckdatum: 16.05.22

|                   |      |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 3      | H301 |
| Skin Corr. 1B     | H314 |
| Resp. Sens. 1     | H334 |
| Skin Sens. 1A     | H317 |
| STOT SE 3         | H335 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

Expositionsweg: oral

Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|                   |      |                |
|-------------------|------|----------------|
| STOT SE 3         | H335 | $\geq 0.5 < 5$ |
| Aquatic Acute 1   |      | M = 1          |
| Aquatic Chronic 1 |      | M = 1          |

## Sonstige Angaben

Genauer Wortlaut der H-Sätze siehe Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Selbstschutz des Ersthelfers. Gründliche Körperreinigung vornehmen (Dusch- oder Vollbad). In allen Fällen dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

#### Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen. Betroffene Person aus der Gefahrenzone bringen. Sofort ärztlichen Rat einholen.

#### Nach Hautkontakt

Sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Sofort ärztlichen Rat einholen.

#### Nach Augenkontakt

Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Ärztlicher Behandlung zuführen.

#### Nach Verschlucken

Sofort Arzt hinzuziehen und Sicherheitsdatenblatt vorlegen. Mund gründlich mit Wasser spülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. Kein Erbrechen einleiten.

#### Selbstschutz des Ersthelfers

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher keine Symptome bekannt.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

#### Hinweise für den Arzt / Gefahren

Beim Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur chemischen Pneumonie oder Erstickung führen kann.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Löschpulver, Schaum, Wassersprühstrahl

#### Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich.

# neodisher Septo Fin

Version: 4 / CH

Ersetzt Version: 3 / CH

Überarbeitet am:  
26.11.2021

Druckdatum: 16.05.22

## 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

### Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen. Vollschutzanzug tragen.

### Sonstige Angaben

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Verschmutzte Gegenstände und Fussboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich mit Wasser und Tensiden reinigen. Die mit dem aufgenommenen Stoff gefüllten Behälter sind ausreichend zu kennzeichnen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Hinweise zum sicheren Umgang

Aerosolbildung vermeiden. Abfüllvorgänge nur an Stationen mit vorhandener Absaugung durchführen. Für geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen. Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. Behälter dicht geschlossen halten.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Empfohlene Lagertemperatur

Wert > 0 < 30 °C

#### Anforderung an Lagerräume und Behälter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Lagerräume gut belüften. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern. Lösungsmittelbeständigen und dichten Fussboden vorsehen.

#### Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.

#### Lagerklassen

Lagerklasse nach TRGS 510 8B Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe

#### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen



# neodisher Septo Fin

Version: 4 / CH

Ersetzt Version: 3 / CH

Überarbeitet am:  
26.11.2021

Druckdatum: 16.05.22

Unter Verschluss oder nur für Sachkundige oder deren Beauftragten zugänglich aufbewahren.

## 7.3. Spezifische Endanwendungen

keine Daten

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Expositionsgrenzwerte

##### Glutaral

Liste SUVA

Typ MAK

Wert 0,21 mg/m<sup>3</sup> 0,05 ppm(V)Kurzzeitgrenzwert 0,42 mg/m<sup>3</sup> 0,1 ppm(V)

Schwangerschaftsgruppe: S; Stand: 2017; Bemerkung: S SS; Kopfweh, Haut &amp; Auge, OAWKT AN

#### Sonstige Angaben

Weitere zu überwachende Parameter sind nicht bekannt.

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Notdusche bereithalten. Augenspülvorrichtung bereithalten. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Nach der Arbeit für gründliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

#### Atemschutz

Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. Atemschutzmaske mit Kombinationsfilter A2/P2

#### Handschutz

Chemikalienbeständige Handschuhe

Verwendung Permanenter Handkontakt

Geeignetes Material Neopren

Materialstärke  $\geq$  0,65 mmDurchdringungszeit  $>$  480

Geeignetes Material Nitril

Materialstärke  $\geq$  0,4 mmDurchdringungszeit  $>$  480 min

Geeignetes Material Butyl

Materialstärke  $\geq$  0,7 mmDurchdringungszeit  $>$  480 min

Verwendung Kurzzeitiger Handkontakt

Geeignetes Material Nitril

Materialstärke  $\geq$  0,11 mm

Der Handschutz muss EN 374 entsprechen.

#### Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz; Der Augenschutz muss EN 166 entsprechen.

#### Körperschutz

Chemieübliche Arbeitskleidung.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form flüssig



# neodisher Septo Fin

Version: 4 / CH

Ersetzt Version: 3 / CH

Überarbeitet am:  
26.11.2021

Druckdatum: 16.05.22

|                                                             |                   |    |  |       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----|--|-------|
| <b>Farbe</b>                                                | grün              |    |  |       |
| <b>Geruch</b>                                               | charakteristisch  |    |  |       |
| <b>Geruchsschwelle</b>                                      |                   |    |  |       |
| Bemerkung                                                   | nicht bestimmt    |    |  |       |
| <b>pH-Wert</b>                                              |                   |    |  |       |
| Wert                                                        | ca. 4,1           |    |  |       |
| Temperatur                                                  | 20                | °C |  |       |
| <b>Schmelzpunkt</b>                                         |                   |    |  |       |
| Bemerkung                                                   | nicht bestimmt    |    |  |       |
| <b>Gefrierpunkt</b>                                         |                   |    |  |       |
| Bemerkung                                                   | nicht bestimmt    |    |  |       |
| <b>Siedebeginn und Siedebereich</b>                         |                   |    |  |       |
| Bemerkung                                                   | nicht bestimmt    |    |  |       |
| <b>Flammpunkt</b>                                           |                   |    |  |       |
| Bemerkung                                                   | Nicht anwendbar   |    |  |       |
| <b>Verdunstungszahl</b>                                     |                   |    |  |       |
| Bemerkung                                                   | nicht bestimmt    |    |  |       |
| <b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig)</b>                     |                   |    |  |       |
| Bewertung                                                   | Nicht anwendbar   |    |  |       |
| <b>obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen</b> |                   |    |  |       |
| Bemerkung                                                   | Nicht anwendbar   |    |  |       |
| <b>Dampfdruck</b>                                           |                   |    |  |       |
| Bemerkung                                                   | nicht bestimmt    |    |  |       |
| <b>Dampfdichte</b>                                          |                   |    |  |       |
| Bemerkung                                                   | nicht bestimmt    |    |  |       |
| <b>Dichte</b>                                               |                   |    |  |       |
| Wert                                                        | 1,05              |    |  | g/cm³ |
| Temperatur                                                  | 20                | °C |  |       |
| <b>Wasserlöslichkeit</b>                                    |                   |    |  |       |
| Bemerkung                                                   | beliebig mischbar |    |  |       |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                                      |                   |    |  |       |
| Bemerkung                                                   | nicht bestimmt    |    |  |       |
| <b>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser</b>             |                   |    |  |       |
| Bemerkung                                                   | nicht bestimmt    |    |  |       |
| <b>Zündtemperatur</b>                                       |                   |    |  |       |
| Bemerkung                                                   | Nicht anwendbar   |    |  |       |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                                |                   |    |  |       |
| Bemerkung                                                   | nicht bestimmt    |    |  |       |
| <b>Viskosität</b>                                           |                   |    |  |       |
| <b>dynamisch</b>                                            |                   |    |  |       |
| Wert                                                        | < 50              |    |  | mPa.s |
| Temperatur                                                  | 20                | °C |  |       |
| <b>Explosive Eigenschaften</b>                              |                   |    |  |       |
| Bewertung                                                   | nein              |    |  |       |
| <b>Oxidierende Eigenschaften</b>                            |                   |    |  |       |



# neodisher Septo Fin

Version: 4 / CH

Ersetzt Version: 3 / CH

Überarbeitet am:  
26.11.2021

Druckdatum: 16.05.22

Bewertung

Keine bekannt

## 9.2. Sonstige Angaben

### Sonstige Angaben

Keine bekannt

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

### 10.2. Chemische Stabilität

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Reaktionen mit Aminen.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Akute orale Toxizität

|           |                                        |     |      |       |
|-----------|----------------------------------------|-----|------|-------|
| Spezies   | Ratte                                  |     |      |       |
| ATE       | 300                                    | bis | 2000 | mg/kg |
| Methode   | Wert berechnet (VO(EG)1272/2008)       |     |      |       |
| Bemerkung | Die Einstufungskriterien sind erfüllt. |     |      |       |

#### Akute orale Toxizität (Inhaltsstoffe)

##### Glutaral

|         |          |  |  |       |
|---------|----------|--|--|-------|
| Spezies | Ratte    |  |  |       |
|         | 77       |  |  | mg/kg |
| Methode | OECD 401 |  |  |       |

##### Alkylethercarbonsäure

|             |                       |  |  |       |
|-------------|-----------------------|--|--|-------|
| Bezugsstoff | Alkylethercarbonsäure |  |  |       |
| Spezies     | Ratte                 |  |  |       |
| LD50        | > 2000                |  |  | mg/kg |

#### Akute dermale Toxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Akute dermale Toxizität (Inhaltsstoffe)

##### Glutaral

|         |           |  |  |       |
|---------|-----------|--|--|-------|
| Spezies | Kaninchen |  |  |       |
|         | > 2000    |  |  | mg/kg |

#### Akute inhalative Toxizität

|                    |                                        |     |   |      |
|--------------------|----------------------------------------|-----|---|------|
| Spezies            | Ratte                                  |     |   |      |
| ATE                | 1                                      | bis | 5 | mg/l |
| Verabreichung/Form | Staub/Nebel                            |     |   |      |
| Methode            | Wert berechnet (VO(EG)1272/2008)       |     |   |      |
| Bemerkung          | Die Einstufungskriterien sind erfüllt. |     |   |      |



# neodisher Septo Fin

Version: 4 / CH

Ersetzt Version: 3 / CH

Überarbeitet am:  
26.11.2021

Druckdatum: 16.05.22

## Akute inhalative Toxizität (Inhaltsstoffe)

### Glutaral

|                    |             |     |      |      |  |
|--------------------|-------------|-----|------|------|--|
| Spezies            | Ratte       |     |      |      |  |
| LC50               | 0,28        | bis | 0,48 | mg/l |  |
| Expositionsdauer   | 4           | h   |      |      |  |
| Verabreichung/Form | Staub/Nebel |     |      |      |  |
| Methode            | OECD 403    |     |      |      |  |

## Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Bewertung | ätzend                                 |
| Bemerkung | Die Einstufungskriterien sind erfüllt. |

## Schwere Augenschädigung/-reizung

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Bewertung | reizend - Gefahr ernster Augenschäden  |
| Bemerkung | Die Einstufungskriterien sind erfüllt. |

## Sensibilisierung

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Aufnahmeweg | dermal                                 |
| Bewertung   | sensibilisierend                       |
| Bemerkung   | Die Einstufungskriterien sind erfüllt. |
| Aufnahmeweg | inhalativ                              |
| Bewertung   | sensibilisierend                       |
| Bemerkung   | Die Einstufungskriterien sind erfüllt. |

## Subakute, subchronische, chronische Toxizität

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Mutagenität

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Reproduktionstoxizität

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Cancerogenität

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)

### Einmalige Exposition

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Bewertung | Kann die Atemwege reizen.<br>Expositionsweg inhalativ |
| Bemerkung | Die Einstufungskriterien sind erfüllt.                |

### Wiederholte Exposition

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Aspirationsgefahr

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Erfahrungen aus der Praxis

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Bemerkung | Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege führen. |
|-----------|-------------------------------------------------|

## Sonstige Angaben

|           |                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Über die in diesem Unterabschnitt angegebenen Informationen hinaus liegen zum Produkt keine weiteren Daten vor. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

#### Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt



# neodisher Septo Fin

Version: 4 / CH

Ersetzt Version: 3 / CH

Überarbeitet am:  
26.11.2021

Druckdatum: 16.05.22

## Fischtoxizität (Inhaltsstoffe)

### Glutaral

|                  |                                       |      |
|------------------|---------------------------------------|------|
| Spezies          | Dickkopfeleritz (Pimephales promelas) |      |
| LC50             | 5,4                                   | mg/l |
| Expositionsdauer | 96                                    | h    |

### Alkylethercarbonsäure

|                  |                                   |      |
|------------------|-----------------------------------|------|
| Bezugstoff       | Alkylethercarbonsäure             |      |
| Spezies          | Zebrabärbling (Brachydanio rerio) |      |
| LC50             | 100 bis 220                       | mg/l |
| Expositionsdauer | 96                                | h    |

## Daphnientoxizität (Inhaltsstoffe)

### Glutaral

|                  |               |      |
|------------------|---------------|------|
| Spezies          | Daphnia magna |      |
| EC50             | 5             | mg/l |
| Expositionsdauer | 48            | h    |

## Algentoxizität (Inhaltsstoffe)

### Glutaral

|                  |                           |      |
|------------------|---------------------------|------|
| Spezies          | Selenastrum capricornutum |      |
| LC50             | 0,81                      | mg/l |
| Expositionsdauer | 120                       | h    |

## Bakterientoxizität (Inhaltsstoffe)

### Glutaral

|                  |               |      |
|------------------|---------------|------|
| Spezies          | Belebtschlamm |      |
| EC20             | ca. 15        | mg/l |
| Expositionsdauer | 30            | min  |
| Methode          | OECD 209      |      |

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

### Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

### Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

### Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser

Bemerkung nicht bestimmt

## 12.4. Mobilität im Boden

### Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

### Bewertung von Persistenz und Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt enthält keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

## 12.6. Andere schädliche Wirkungen

### Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

### Allgemeine Hinweise / Ökologie

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern. Emission in die Atmosphäre vermeiden.



# neodisher Septo Fin

Version: 4 / CH

Ersetzt Version: 3 / CH

Überarbeitet am:  
26.11.2021

Druckdatum: 16.05.22

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### Entsorgung Produkt

Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

#### Entsorgung Verpackung

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                                               | Landtransport ADR/RID                                                               | Seeschifftransport<br>IMDG/GGVSee                                                    | Lufttransport ICAO/IATA                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnelbeschränkungscode                       | E                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| IMDG-Code Trenngruppe                         |                                                                                     | 0 Nicht anwendbar                                                                    |                                                                                       |
| 14.1. UN-Nummer                               | 1903                                                                                | 1903                                                                                 | 1903                                                                                  |
| 14.2. Ordnungsgemäße<br>UN-Versandbezeichnung | DESINFEKTIONSMITTEL,<br>FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.<br>(Glutaral)                       | DISINFECTANT, LIQUID,<br>CORROSIVE, N.O.S. (glutaral)                                | DISINFECTANT, LIQUID,<br>CORROSIVE, N.O.S. (glutaral)                                 |
| 14.3. Transportgefahrenklassen                | 8                                                                                   | 8                                                                                    | 8                                                                                     |
| Gefahrzettel                                  |  |  |  |
| 14.4. Verpackungsgruppe                       | III                                                                                 | III                                                                                  | III                                                                                   |
| Begrenzte Menge                               | 5 l                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |
| Beförderungskategorie                         | 3                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| 14.5. Umweltgefahren                          |                                                                                     | no                                                                                   |                                                                                       |

### Angaben für alle Verkehrsträger

#### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Siehe Abschnitte 6 bis 8

### Weitere Informationen

#### 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften \*\*\*

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Wassergefährdungsklasse

# neodisher Septo Fin

Version: 4 / CH

Ersetzt Version: 3 / CH

Überarbeitet am:  
26.11.2021

Druckdatum: 16.05.22

Wassergefährdungsklasse

WGK 3

Bemerkung

Ableitung der WGK nach Anlage 1 Nummer 5.2 AwSV

## VOC

VOC (CH)

0

%

VOC (EU)

0

%

## Weitere Informationen \*\*\*

Das Produkt enthält SVHC-Stoffe

## 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### H-Sätze aus Abschnitt 3

H301

Giftig bei Verschlucken.

H314

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H317

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318

Verursacht schwere Augenschäden.

H330

Lebensgefahr bei Einatmen.

H334

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335

Kann die Atemwege reizen.

H400

Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### CLP-Kategorien aus Abschnitt 3

Acute Tox. 2

Akute Toxizität, Kategorie 2

Acute Tox. 3

Akute Toxizität, Kategorie 3

Aquatic Acute 1

Gewässergefährdend, akut, Kategorie 1

Aquatic Chronic 2

Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 2

Eye Dam. 1

Schwere Augenschädigung, Kategorie 1

Resp. Sens. 1

Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1

Skin Corr. 1B

Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B

Skin Sens. 1A

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A

STOT SE 3

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3

### Abkürzungen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

ICAO: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)

IBC: Intermediate Bulk Container

CAS: Chemical Abstracts Service

VOC: Volatile Organic Compound

ISO: International Organization for Standardization

OEL: Occupational exposure limit

LD: Letale Dosis

LC: Letale Konzentration

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: Very persistent and very bioaccumulative

SVHC: Substances of very high concern

IUCLID: International Uniform Chemical Information Database

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

IMO: International Maritime Organization



## neodisher Septo Fin

Version: 4 / CH

Ersetzt Version: 3 / CH

Überarbeitet am:  
26.11.2021

Druckdatum: 16.05.22

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals

UN: United Nations

EU: European Union

SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

### **Ergänzende Informationen**

Relevante Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind gekennzeichnet mit: \*\*\*

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.