

# neodisher endo SEPT GA

Versie : 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
22.12.2017

Afdrukdatum 22.12.17

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

neodisher endo SEPT GA

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### Gebruik van de stof of het preparaat

desinfecteermiddelen

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Adresse:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
D-20539 Hamburg  
Telefoonnr. +49 40 789 60 0  
Faxnr. +49 40 789 60 120  
www.drweigert.com

#### E-mailadres van de verantwoordelijke voor dit VIB:

sida@drweigert.de

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

GBK/ Infotrac: (USA domestic) +1 800 535 5053 or international +1 352 323 3500

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum te Utrecht Telefoon: +30 2748888 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 4      | H302 |
| Acute Tox. 4      | H332 |
| Skin Corr. 1B     | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Resp. Sens. 1     | H334 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| STOT SE 3         | H335 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Gevarenpictogrammen



#### Signaalwoord

Gevaar

# neodisher endo SEPT GA

Versie : 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
22.12.2017

Afdrukdatum 22.12.17

## Gevarenaanduidingen

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H302+H332 | Schadelijk bij inslikken en bij inademing.                                             |
| H314      | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                         |
| H317      | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                           |
| H334      | Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. |
| H412      | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.              |
| EUH071    | Bijtend voor de luchtwegen.                                                            |

## Veiligheidsaanbevelingen

|                |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260           | Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.                                                                                                                                                     |
| P273           | Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                                                                                          |
| P280           | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.                                                                                                               |
| P303+P361+P353 | BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.                                                                             |
| P304+P340      | NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.                                                                                                  |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.                                                    |
| P310           | Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.<br>Verpakkingen alleen afvoeren als ze leeg en afgesloten zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie Veiligheids Informatie Blad. |

## Risicobepalende component(en) voor de etikettering (VO(EG)1272/2008)

|       |                |
|-------|----------------|
| bevat | glutaaraldehyd |
|-------|----------------|

## 2.3. Andere gevaren

Geen speciaal te vermelden gevaren.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

##### glutaaraldehyd

|                                                |                   |        |  |  |                                    |
|------------------------------------------------|-------------------|--------|--|--|------------------------------------|
| CAS-Nr.                                        | 111-30-8          |        |  |  |                                    |
| EINECS-nr.                                     | 203-856-5         |        |  |  |                                    |
| Registratienr.                                 | 01-2119455549-26  |        |  |  |                                    |
| Koncentratie                                   | $\geq 10$         | $< 25$ |  |  | %                                  |
| Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008) | Skin Sens. 1A     | H317   |  |  |                                    |
|                                                | Aquatic Acute 1   | H400   |  |  |                                    |
|                                                | Resp. Sens. 1     | H334   |  |  |                                    |
|                                                | Skin Corr. 1B     | H314   |  |  |                                    |
|                                                | Acute Tox. 3      | H301   |  |  | Wijze van blootstelling: oraal     |
|                                                | Acute Tox. 2      | H330   |  |  | Wijze van blootstelling: inhalatie |
|                                                | Aquatic Chronic 2 | H411   |  |  |                                    |
|                                                | STOT SE 3         | H335   |  |  |                                    |

Concentratiegrenzen (verordening (EG) nr. 1272/2008)

|           |      |                |
|-----------|------|----------------|
| STOT SE 3 | H335 | $\geq 0,5 < 5$ |
|-----------|------|----------------|

#### Overige informatie

Precieze tekst van de H-zinnen zie hoofdstuk 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

# neodisher endo SEPT GA

Versie : 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
22.12.2017

Afdrukdatum 22.12.17

## 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

### Algemene aanwijzingen

Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. zelfbescherming van de eerstehulpverlener. Lichaam grondig reinigen (douche- of bad). In alle gevallen de arts het veiligheidsinformatieblad laten zien.

### Bij blootstelling door inademing

Voor frisse lucht zorgen. Slachtoffers meteen buiten de gevarenszone brengen. Onmiddellijk medisch advies inwinnen.

### Bij blootstelling door aanraking met de huid

Onmiddellijk wassen met water en zeep. Onmiddellijk medisch advies inwinnen.

### Bij blootstelling door aanraking met de ogen

Oogleden wijd openen, ogen grondig met water spoelen (15 min.). Medische hulp inroepen.

### Bij blootstelling door inslikken

Onmiddellijk arts raadplegen en veiligheidsinformatieblad tonen. Mond grondig met water spoelen. Overvloedig water met kleine slokken laten drinken. Geen braken opwekken.

### zelfbescherming van de eerstehulpverlener

Hulpverlener: Let op zelfbescherming!

## 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tot nu toe geen symptomen bekend.

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

### Opmerkingen voor de arts / Gevaren

Bij inslikken met aansluitende openbreking kan aspiratie in de longen volgen, wat tot chemische pneumonie of tot verstikken leiden kan.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Bluspoeder, Schuim, Watersproeistraal

#### Ongeschikte brandblusmiddelen

Volle waterstraal

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen gevaarlijke gassen gevormd worden.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

#### Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Explosie- en brandgassen niet inademen. Bij brand geschikt ademhalingstoestel gebruiken. Volledig beschermend pak dragen.

#### Overige informatie

Verontreinigd bluswater gescheiden inzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Bij ontwikkeling van dampen/stof/aerosol ademhalingsbescherming gebruiken. Aanraking met de ogen,

# neodisher endo SEPT GA

Versie : 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
22.12.2017

Afdrukdatum 22.12.17

de huid en de kleding vermijden. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

## 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verspreiding over water/bodem verhinderen (b.v. indammen of oledam aanleggen). Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen. Verontreinigd waswater tegenhouden en verwijderen. Bij gaslek of indien de stof terechtkomt in het aquatisch milieu, bodem of riolering, de bevoegde instanties inlichten.

## 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met geschikte vloeistof absorberende middelen opnemen. Verontreinigde voorwerpen en vloeren in overeenstemming met de milieuvoorschriften met water en oppervlakte-actieve stoffen reinigen. De met de opgenomen stof gevulde vaten moeten voldoende gemarkeerd worden. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

## 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof

Aerosolvorming vermijden. Afvulhandelingen alleen aan stations met afzuiginrichting. Voorzien in geschikte afzuiging bij de verwerkingsmachines. Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor di doel toegelaten ademhalingstoestel gedragen worden. In goed gesloten verpakking bewaren.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### Geadviseerde opslagtemperatuur

Waarde > 0 < 30 °C

#### Eisen aan opslagruimten en vaten

In oorspronkelijke verpakking hermetisch gesloten houden. Opslagruimten goed ventileren. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Voorzien in oplosmiddelbestendige en ondoorlaatbare vloer.

#### Aanbevelingen voor gemengde opslag

Niet samen met levensmiddelen opslaan.

#### Opslagklasse overeenkomstig TRGS 510

Opslagklasse overeenkomstig 8B Niet brandbare bijtende gevaarlijke stoffen  
TRGS 510

#### Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Achter slot bewaren en uitsluitend voor bevoegde personen of hun gemachtigden toegankelijk.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

geen gegevens

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Grenswaarden voor blootstelling

##### glutaaraldehyd

|                                                              |      |                   |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Lijst                                                        | MAC  |                   |
| Waarde                                                       | 0,08 | mg/m <sup>3</sup> |
| Grenswaarden voor de blootstelling gedurende kortere periode | 0,4  | mg/m <sup>3</sup> |

# neodisher endo SEPT GA

Versie : 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
22.12.2017

Afdrukdatum 22.12.17

Spits beperking: C

## Overige informatie

Andere te controleren parameters zijn niet bekend.

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische maatregelen / Hygiënische maatregelen

Nooddouche gereed houden. Oogdouche gereed houden. Gassen/dampen/aerosols niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Bewaren van voedingsmiddelen in het werkvertrek verboden. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Na het werk de huid grondig reinigen en verzorgen.

### Adembescherming - Opmerking

Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor di doel toegelaten ademhalingsstoestel gedragen worden. ademhalingsbeschermingsmasker met combinatiefilter A2/P2

### Bescherming van de handen

Chemicalienbestendige handschoenen (EN 374)

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Gebruik            | Permanent contact met de handen |
| Geschikt materiaal | neopren                         |

|                           |    |      |    |
|---------------------------|----|------|----|
| Dikte van de handschoenen | >= | 0,65 | mm |
|---------------------------|----|------|----|

|                |   |     |  |
|----------------|---|-----|--|
| Penetratietijd | > | 480 |  |
|----------------|---|-----|--|

|                           |        |     |    |
|---------------------------|--------|-----|----|
| Geschikt materiaal        | nitril |     |    |
| Dikte van de handschoenen | >=     | 0,4 | mm |

|                |   |     |     |
|----------------|---|-----|-----|
| Penetratietijd | > | 480 | min |
|----------------|---|-----|-----|

|                           |       |     |    |
|---------------------------|-------|-----|----|
| Geschikt materiaal        | butyl |     |    |
| Dikte van de handschoenen | >=    | 0,7 | mm |

|                |   |     |     |
|----------------|---|-----|-----|
| Penetratietijd | > | 480 | min |
|----------------|---|-----|-----|

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Gebruik | Kortstondig contact met de handen |
|---------|-----------------------------------|

|                           |        |      |    |
|---------------------------|--------|------|----|
| Geschikt materiaal        | nitril |      |    |
| Dikte van de handschoenen | >=     | 0,11 | mm |

### Oogbescherming

Veiligheidsbril met zijbescherming (EN 166)

### Lichaamsbescherming

In chemische bedrijven gebruikelijke werkkleding.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Vorm  | vloeibaar         |
| Kleur | lichtgeel, helder |
| Geur  | karacteristiek    |

#### Nare geur grens

|           |              |
|-----------|--------------|
| Opmerking | niet bepaald |
|-----------|--------------|

#### pH-waarde

|        |       |
|--------|-------|
| Waarde | ca. 4 |
|--------|-------|

#### Smeltpunt

|           |              |
|-----------|--------------|
| Opmerking | niet bepaald |
|-----------|--------------|

#### Vriespunt

|           |              |
|-----------|--------------|
| Opmerking | niet bepaald |
|-----------|--------------|

# neodisher endo SEPT GA

Versie : 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
22.12.2017

Afdrukdatum 22.12.17

## Beginkookpunt en kooktraject

Opmerking niet bepaald

## Vlampunt

Opmerking Niet van toepassing

## Verdamping coëfficiënt

Opmerking niet bepaald

## Ontvlambaarheid (vast, gas)

bepaling niet bepaald

## Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden

Opmerking niet bepaald

## Dampspanning

Opmerking niet bepaald

## Dampdichtheid

Opmerking niet bepaald

## Dichtheid

Waarde 1,03 g/cm<sup>3</sup>

## Oplosbaarheid in water

Opmerking in elke verhouding mengbaar

## Oplosbaarheid

Opmerking niet bepaald

## Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Opmerking niet bepaald

## Ontstekingstemperatuur

Opmerking niet bepaald

## Ontledingstemperatuur

Opmerking niet bepaald

## Viscositeit

### dynamisch

Waarde < 10 mPa.s  
temperatuur 20 °C

## Explosieve eigenschappen

bepaling niet bepaald

## Oxiderende eigenschappen

bepaling Niet bekend.

## 9.2. Overige informatie

### Overige informatie

Niet bekend.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

# neodisher endo SEPT GA

Versie : 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
22.12.2017

Afdrukdatum 22.12.17

Geen gevaarlijke reacties bekend.

## 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### Ontledingstemperatuur

Opmerking niet bepaald

## 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

reacties met aminen.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Giftige gassen/dampen, irriterende gassen/dampen

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

#### Acute orale toxiciteit

|         |                                   |  |       |
|---------|-----------------------------------|--|-------|
| Species | rat                               |  |       |
| LD50    | 733                               |  | mg/kg |
| methode | Waarde berekend (VO(EG)1272/2008) |  |       |

#### Acute orale toxiciteit (Bestanddelen)

##### glutaaraldehyd

|         |          |  |       |
|---------|----------|--|-------|
| Species | rat      |  |       |
|         | 77       |  | mg/kg |
| methode | OESO 401 |  |       |

#### Acute dermale toxiciteit

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

#### Acute dermale toxiciteit (Bestanddelen)

##### glutaaraldehyd

|         |        |  |       |
|---------|--------|--|-------|
| Species | konijn |  |       |
|         | > 2000 |  | mg/kg |

#### Acute inhalatoire toxiciteit

|                    |                                   |   |      |
|--------------------|-----------------------------------|---|------|
| Species            | rat                               |   |      |
| LC50               | 2,7                               |   | mg/l |
| Blootstellingsduur | 4                                 | h |      |
| methode            | Waarde berekend (VO(EG)1272/2008) |   |      |

#### Acute inhalatoire toxiciteit (Bestanddelen)

##### glutaaraldehyd

|                    |           |     |      |      |
|--------------------|-----------|-----|------|------|
| Species            | rat       |     |      |      |
| LC50               | 0,28      | tot | 0,48 | mg/l |
| Blootstellingsduur | 4         | h   |      |      |
| Toediening/Vorm    | Tof/Nevel |     |      |      |
| methode            | OESO 403  |     |      |      |

#### Huidcorrosie/-irritatie

bepaling corrosief

#### ernstig oogletsel/oogirritatie

bepaling corrosief

#### sensibilisatie

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Aard van inname | dermaal         |
| bepaling        | sensibiliserend |
| Aard van inname | inhalatie       |

# neodisher endo SEPT GA

Versie : 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
22.12.2017

Afdrukdatum 22.12.17

bepaling

sensibiliserend

## Subacute, subchronische en lange termijn giftigheid

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Mutagene eigenschappen

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Voortplantingstoxiciteit

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Carcinogeniteit

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)

Opmerking

Inademen kan prikkeling van de ademwegen tot gevolg hebben.

## Aspiratiegevaar

Geen speciaal te vermelden gevaren.

## Ervaringen uit de praktijk

Inademen kan prikkeling van de ademwegen tot gevolg hebben.

## Overige informatie

Naast de informatie die in dit onderdeel wordt verstrekt, zijn er geen andere gegevens beschikbaar voor het product.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

#### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

#### Giftigheid voor vissen (Bestanddelen)

##### glutaaraldehyd

Species

dikkopellerling (*Pimephales promelas*)

LC50

5,4

mg/l

Blootstellingsduur

96

h

#### Giftigheid voor daphnia (Bestanddelen)

##### glutaaraldehyd

Species

Daphnia magna

EC50

5

mg/l

Blootstellingsduur

48

h

#### Toxiciteit voor algen (Bestanddelen)

##### glutaaraldehyd

Species

Selenastrum capricornutum

LC50

0,81

mg/l

Blootstellingsduur

120

h

#### Toxiciteit voor bacteriën (Bestanddelen)

##### glutaaraldehyd

Species

actief slib

EC20

ca. 15

mg/l

Blootstellingsduur

30

min

methode

OESO 209

# neodisher endo SEPT GA

Versie : 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
22.12.2017

Afdrukdatum 22.12.17

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

## 12.3. Bioaccumulatie

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Opmerking niet bepaald

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

### Analyse van persistentie en vermogen tot bioaccumulatie

Het product bevat geen PBT- of vPvB-stoffen.

## 12.6. Andere schadelijke effecten

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

### Verdere gegevens over de milieuaspecten

Niet in bodem, open water en riolering laten terechtkomen. Emissie in de atmosfeer vermijden.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Afval van residuen

Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EAC) dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te worden toegekend.

#### Verontreinigde verpakking

Niet te reinigen verpakkingen moeten in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar verwijderd worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                            | Wegen spoortransport<br>ADR/RID                                                     | Zeescheeptransport<br>IMDG/GGVSee                                                    | Luchtvervoer                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. VN-nummer                                                            | 1903                                                                                | 1903                                                                                 | 1903                                                                                  |
| 14.2. Juiste ladingnaam<br>overeenkomstig de<br>modelreglementen van de VN | DESINFECTIEMIDDEL,<br>VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.<br>(glutaaraldehyd)                | DISINFECTANT, LIQUID,<br>CORROSIVE, N.O.S. (glutaral)                                | DISINFECTANT, LIQUID,<br>CORROSIVE, N.O.S. (glutaral)                                 |
| 14.3.<br>Transportgevarenklasse(n)                                         | 8                                                                                   | 8                                                                                    | 8                                                                                     |
| Gevaar lijst                                                               |  |  |  |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                                     | III                                                                                 | III                                                                                  | III                                                                                   |

# neodisher endo SEPT GA

Versie : 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
22.12.2017

Afdrukdatum 22.12.17

|                            |     |                       |  |
|----------------------------|-----|-----------------------|--|
| Beperkte hoeveelheid       | 5 l |                       |  |
| Transport categorie        | 3   |                       |  |
| <b>14.5. Milieugevaren</b> |     | no                    |  |
| Tunnelbeperkingscode       | E   |                       |  |
| IMDG-code scheidingsgroep  |     | 0 Niet van toepassing |  |

## Informatie voor alle vormen van vervoer

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Zie hoofdstukken 6 tot 8

## Verdere informatie

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Waterverontreinigingsklasse

Waterverontreinigingsklassen WGK 3

e

Opmerking

Classification according to AwSV

#### VOC

VOC (EC) 0 %

#### Verdere informatie

Het product bevat geen bijzonder zorgwekkende stoffen (SVHC).

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor dit preparaat werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### H-zinnen uit hoofdstuk 3

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H301 | Giftig bij inslikken.                                                                  |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                         |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                           |
| H330 | Dodelijk bij inademing.                                                                |
| H334 | Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                           |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                      |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                  |

### CLP-categorieën uit hoofdstuk 3

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | Acute toxiciteit, Categorie 2                            |
| Acute Tox. 3      | Acute toxiciteit, Categorie 3                            |
| Aquatic Acute 1   | Gevaar voor het aquatisch milieu, acuut, Categorie 1     |
| Aquatic Chronic 2 | Gevaar voor het aquatisch milieu, chronisch, Categorie 2 |
| Resp. Sens. 1     | Sensibilisatie van de luchtwegen, Categorie 1            |
| Skin Corr. 1B     | Huidcorrosie, Categorie 1B                               |
| Skin Sens. 1A     | Sensibilisatie van de huid, Categorie 1A                 |

# neodisher endo SEPT GA

Versie : 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
22.12.2017

Afdrukdatum 22.12.17

STOT SE 3

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.,  
Categorie 3

## Aanvullende informatie

Relevante wijzigingen tegenover de vorige versie van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met:  
\*\*\*

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.