


## Technisches Datenblatt




Artikel-Nr. **118-080**  
Artikel-Bezeichnung **SMART NITRIL MAGENTA**  
**Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, magenta, unsteril**

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Material	<input type="checkbox"/> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> magenta
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	
Oberfläche	<input type="checkbox"/> angeraut	<input checked="" type="checkbox"/> angeraute Fingerspitzen	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input checked="" type="checkbox"/> innen chloriert	

GRÖßEN						
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
Breite	< 80 mm	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	-	-
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-	-

SCHICHTSTÄRKE		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,06 mm	0,08 mm	0,10 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN						
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel		
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse 1	<input type="checkbox"/> Klasse 2a	<input type="checkbox"/> Klasse 2b	<input type="checkbox"/> Klasse 3	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004					<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
						

NORMUNG						
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz
Level	nicht anwendbar					
EN 374-1:2016 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit	Degradation	ISO 374-1 / Typ B
	Natriumhydroxid 40%	K	6	> 480 min	15,1 %	
	Wasserstoffperoxid 30%	P	3	> 60 min	-74,7 %	
EN 374-4:2013 Degradation	Formaldehyd 37%	T	2	> 30 min	24,0 %	
EN 374-5:2016 Virendichtigkeit	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B					
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010					
EN 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4					<b>EN 455</b>
EN 455-1:2000 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL <1,5 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)					<b>AQL 1.5</b>

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin 1,0 mg/ml	Cyclophosphamide 20 mg/ml	Darcarbazine	Etoposide 20 mg/ml	Melphalan	Methotrexate 25 mg/ml	Ifosamide
Level	5	5	5	5	5	5	5

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **118-080**  
Artikel-Bezeichnung **SMART NITRIL MAGENTA**  
**Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, magenta, unsteril**

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Stück pro Unterpackung	100	
EAN Unterpackung Gr. XS	-	
EAN Unterpackung Gr. S	-	
EAN Unterpackung Gr. M	-	
EAN Unterpackung Gr. L	-	
EAN Unterpackung Gr. XL	-	
EAN Unterpackung Gr. XXL	-	
PZN Unterpackung Gr. XS	-	
PZN Unterpackung Gr. S	-	
PZN Unterpackung Gr. M	-	
PZN Unterpackung Gr. L	-	
PZN Unterpackung Gr. XL	-	
PZN Unterpackung Gr. XXL	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	215 mm	
Breite	120 mm	
Höhe	60 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	340 g	400 g
S	360 g	420 g
M	380 g	440 g
L	410 g	470 g
XL	-	-
XXL	-	-

**smartdent**  
CLEVER QUALITY

**puderfrei**

Auch im Sortiment:  
farbige Nitrilhandschuhe  
- weiß  
- grün  
- blau  
- pink  
- lila  
- gelb  
- orange  
- schwarz

classic  
magenta

**Untersuchungshandschuhe Nitril soft PSA** **100**  
nicht steril · beidhändig verwendbar · puderfrei **Stück**

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Unterverp. pro Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS	-	
EAN Umverpackung Gr. S	-	
EAN Umverpackung Gr. M	-	
EAN Umverpackung Gr. L	-	
EAN Umverpackung Gr. XL	-	
EAN Umverpackung Gr. XXL	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	315 mm	
Breite	255 mm	
Höhe	230 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	4.000 g	4.500 g
S	4.200 g	4.700 g
M	4.400 g	4.900 g
L	4.700 g	5.200 g
XL	-	-
XXL	-	-

**smartdent**  
CLEVER QUALITY

**Untersuchungshandschuhe Nitril soft PSA**

Ⓢ Untersuchungshandschuhe Nitril  
 puderfrei  
 steril  
 beidhändig verwendbar  
 zum einmaligen Gebrauch

Ⓢ Examination gloves nitrile  
 powderfree  
 non-sterile  
 ambidextrous  
 single use only

MD (EU) 2017/745 Class I 3016423 Category III

MD 0598  
 AQL (1.5)  
 EN 455  
 CE  
 ISO 13485  
 ISO 9001  
 ISO 14001  
 ISO 45001  
 ISO 22716  
 ISO 22717  
 ISO 22718  
 ISO 22719  
 ISO 22720  
 ISO 22721  
 ISO 22722  
 ISO 22723  
 ISO 22724  
 ISO 22725  
 ISO 22726  
 ISO 22727  
 ISO 22728  
 ISO 22729  
 ISO 22730  
 ISO 22731  
 ISO 22732  
 ISO 22733  
 ISO 22734  
 ISO 22735  
 ISO 22736  
 ISO 22737  
 ISO 22738  
 ISO 22739  
 ISO 22740  
 ISO 22741  
 ISO 22742  
 ISO 22743  
 ISO 22744  
 ISO 22745  
 ISO 22746  
 ISO 22747  
 ISO 22748  
 ISO 22749  
 ISO 22750  
 ISO 22751  
 ISO 22752  
 ISO 22753  
 ISO 22754  
 ISO 22755  
 ISO 22756  
 ISO 22757  
 ISO 22758  
 ISO 22759  
 ISO 22760  
 ISO 22761  
 ISO 22762  
 ISO 22763  
 ISO 22764  
 ISO 22765  
 ISO 22766  
 ISO 22767  
 ISO 22768  
 ISO 22769  
 ISO 22770  
 ISO 22771  
 ISO 22772  
 ISO 22773  
 ISO 22774  
 ISO 22775  
 ISO 22776  
 ISO 22777  
 ISO 22778  
 ISO 22779  
 ISO 22780  
 ISO 22781  
 ISO 22782  
 ISO 22783  
 ISO 22784  
 ISO 22785  
 ISO 22786  
 ISO 22787  
 ISO 22788  
 ISO 22789  
 ISO 22790  
 ISO 22791  
 ISO 22792  
 ISO 22793  
 ISO 22794  
 ISO 22795  
 ISO 22796  
 ISO 22797  
 ISO 22798  
 ISO 22799  
 ISO 22800

AMPHI GmbH • Benzstrasse 16 • 21423 Winsen (Luhe) • Germany

BATCH

**10x100**  
Stück

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
<b>Allgemeines</b>		
Palettenart	Europalette	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Kartons pro Lage	10	
Lagen pro Palette	8	
Palettenhöhe	199 cm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	360 kg	385 kg
S	376 kg	401 kg
M	392 kg	417 kg
L	416 kg	441 kg
XL	-	-
XXL	-	-

**smartdent**  
CLEVER QUALITY

**Untersuchungshandschuhe Nitril soft PSA**

nicht steril · beidhändig verwendbar · puderfrei

**10x100**  
Stück

Rev.-Nr.: 1  
Datum: 23.06.2020